



Alexis[®]

オーソペディックプロテクター





Alexis


オーソペディックプロテクター

鋭利な器具や骨の破片との接触によるダメージから、皮膚、脂肪、筋肉、神経などの軟組織を保護します。



均等に開創を行うことにより、関節包の最適な露出が可能です。

360°低侵襲な創部保護と開創。

人工股関節全置換術



人工肩関節置換手術





Alexisオーソペディックプロテクター

広い術野確保のためのリジッドリングと
柔軟な適合性を備えたフレキシブルリング

製品番号 サイズ シース長(cm) 切開長(cm) 販売単位

リジッドリング

HR000	XS/M	10	2.5-7	5個/箱
HR001	S/S	10	2.5-8	5個/箱
HR004	S/M	10	2.5-8	5個/箱
HR005	M/L	14	5-13	5個/箱

フレキシブルリング

HR100	XS/M	10	2.5-7	5個/箱
HR101	S/S	10	2.5-8	5個/箱
HR104	S/M	10	2.5-8	5個/箱
HR105	M/L	14	5-13	5個/箱

販売名: Alexis・オーソペディックプロテクター
医療機器製造販売承認番号: 302ACBZX00029000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2022 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com

