

Alexis®

ウインドプロテクター/リトラクター

術式適用例とサイズ

結腸および直腸手術

腹腔鏡下結腸切除術(ラパロスコピックシステム S, M)
結腸切除術(L, XL, XXL)

肥満手術

腹腔鏡下胃バイパス術(XS, S)
胃バイパス術(L, XL)

一般外科手術

鼠径ヘルニア修復術(XS, S)
甲状腺摘出術(XS, S)
虫垂切除術(S, M)
脾摘出術(L, XL)
膵腫瘍切除術(L, XL)
膵頭十二指腸切除術(Whipple)(L, XL, XXL)

心胸郭手術

胸腔鏡補助下手術(XXS, XS, S)
僧帽弁修復術/置換術(S, M)
開胸術(S, M)

産婦人科手術

分娩後卵管結紮術(XXS, XS)
子宮付属器切除術(XS, S)
腹腔鏡下子宮全摘出術(ラパロスコピックシステム S, M)
小切開術(S, M)
子宮筋腫摘出(核出)術(S, M)
子宮全摘出術(S, M, L)
帝王切開術(C-セクションプロテクター/リトラクター L, XL)

乳腺外科

乳房部分切除術(XS, S)
乳房切除術(S, M)
センチネルリンパ節生検(XXS, XS, S)

整形外科

人工肩関節置換術(オンスペディックプロテクター S/S, S/M)
人工股関節置換術(オンスペディックプロテクター S/M, M/L)



Alexis O ウインドプロテクター/ リトラクター

広い術野確保のためのリジッドリング

製品番号	サイズ	切開長
C8401*	S	2.5-6cm
C8402	M	5-9cm
C8403	L	9-14cm
C8404	XL	11-17cm
C8405	XXL	17-25cm



Alexis O C-セクション プロテクター/リトラクター(帝王切開用)

広い子宮露出のためのリジッドリング

製品番号	サイズ	切開長
G6313	L	9-14cm
G6314	XL	11-17cm



Alexis ウインドプロテクター/ リトラクター

柔軟な適合性を備えたフレキシブルリング

製品番号	サイズ	切開長
C8313*	XXS	1-3cm
C8323*	XXS ショート	1-3cm
C8312*	XS	2-4cm
C8322*	XS ショート	2-4cm
C8301*	S	2.5-6cm
C8302	M	5-9cm
C8303	L	9-14cm
C8304	XL	11-17cm



Alexis ラパロスコピックシステム

組織回収前後の腹腔鏡的アプローチを可能にする
ラップキャップを付属

製品番号	サイズ	切開長
C8501*	S	2.5-6cm
C8502	M	5-9cm



Alexis オンスペディックプロテクター

広い術野確保のためのリジッドリングと
柔軟な適合性を備えたフレキシブルリング

製品番号	サイズ	切開長
HR000	XS/M	2.5-7cm
HR001	S/S	2.5-8cm
HR004	S/M	2.5-8cm
HR005	M/L	5-13cm

リジッドリング

製品番号	サイズ	切開長
HR100	XS/M	2.5-7cm
HR101	S/S	2.5-8cm
HR104	S/M	2.5-8cm
HR105	M/L	5-13cm

*使用後の取り外しを容易にするためのテザー付きの製品です。

詳しくは
<https://appliedmedical.co.jp/Products/Alexis>
をご覧ください。

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

販売名: Alexis・ウインドプロテクター/リトラクター
医療機器製造販売承認番号: 302ACBZX00028000

販売名: Alexis・オンスペディックプロテクター
医療機器製造販売承認番号: 302ACBZX00029000

© 2022 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.
Applied Medical, Applied Medicalのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。



■製造販売元
Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp
11/2022 363141-JA-D

■製造業者
アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com