



GelPOINT® V-Path

トランスヴァジナルアクセスプラットフォーム

GelPOINT V-Path

トランスヴァジナルアクセスプラットフォーム

GelPOINT V-Pathトランスヴァジナルアクセスプラットフォーム

経腔的内視鏡手術 (vNOTES) における腹腔鏡下手術用器具のアクセスを可能にします。





GelSeal™ キャップ

通常の腹腔鏡下手術用器具を使用しながら柔軟な支点により優れたトライアングレーションを提供します。

排煙および一般的な気腹用チューブが接続可能な2つのポートを備えています。



Alexis® O リトラクター

360°円形の開創により経腔への優れたアクセスを提供します。

症例に応じて3種類のサイズが選択可能です。

大きな組織の回収も容易にします。



Alexis O リトラクター挿入用のイントロデューサー

Alexis リトラクターの腔切開部への設置を容易にします。

サイズに応じて2種類の形状があります。



スリーブ / オブチュレータ

5-12mmの通常の腹腔鏡下手術用器具に対応しています。

ロープロファイルなデザインにより、高い操作性を備え器具同士の干渉を低減します。



インストゥルメントシールド

切開部への器具挿入の際のガイドを担います。



GelPOINT V-Path トランスヴァジナル アクセスプラットフォーム

製品番号	Alexis O リトラクター インナーリングサイズ	販売単位
C2A11	直径11cm	1箱
構成品		数量
GelSeal キャップ		1
Alexis O リトラクター		1
10mm スリーブ		3
12mm スリーブ		1
オブチュレータ		1
インストゥルメントシールド		1
イントロデューサ		1



製品番号	Alexis O リトラクター インナーリングサイズ	販売単位
C2A12	直径9.5cm	1箱
構成品		数量
GelSeal キャップ		1
Alexis O リトラクター		1
10mm スリーブ		3
12mm スリーブ		1
オブチュレータ		1
インストゥルメントシールド		1
イントロデューサ		1



製品番号	Alexis O リトラクター インナーリングサイズ	販売単位
C2A15	直径7cm	1箱
構成品		数量
GelSeal キャップ		1
Alexis O リトラクター		1
10mm スリーブ		3
12mm スリーブ		1
オブチュレータ		1
インストゥルメントシールド		1
イントロデューサ		1

販売名: GelPOINT V-Path・トランスヴァジナルアクセスプラットフォーム
医療機器製造販売認証番号: 302ACBZX00043000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2022 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com

