

Inzii[®]

Retrieval Systems

Inzii リトリバルシステム



エルゴノミックな展開システム

快適な使用感を提供するハンドルデザイン
グリップハンドルの色付きロゴと矢印を上向きにすることで、正しい展開位置の確認が可能

広い開口部

大きな組織回収も可能な
広い開口部で、バッグ内への
回収をサポート



独自のガイドビーズとナイロンコード

バッグの再開閉を可能にし
バッグを切ることなく追加の組織回収を実現
組織回収後はコードを牽引することで
腹腔内からバッグ回収が可能

独自デザインのバッグ



高い閉鎖性

汚染リスクを低減しながら組織回収をサポート

強度と耐久性に優れたバッグ

補強された先端部が
破損リスクを低減

Inzii リトリバルシステム

製品番号	詳細	容量	ポートサイズ	入数
CD003	Inzii ユニバーサルリトリバルシステム	180mL	5mm*	10本/箱
CD001	Inzii 10mm リトリバルシステム	225mL	10mm	10本/箱
CD004	Inzii 12/15mm リトリバルシステム	1,600mL	12mm	5本/箱

*Applied MedicalのKii 5mmトロッカーに適しています。

※上記画像はCD004。12mmトロッカーから挿入可能です。

販売名:Inzii・リトリバルシステム
医療機器製造販売届出番号:13B1X1038000003

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2023 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical、Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com