

Inzii™

Retrieval Systems

Inzii

リトリバルシステム

広い開口部
大きな組織回収も可能な
広い開口部で、バッグ内への
回収をサポート

独自デザインのバッグ

強度と耐久性に優れたバッグ

補強された先端部が
破損リスクを低減

エルゴノミックな展開システム

快適な使用感を提供するハンドルデザイン

グリップハンドルの色付きロゴと矢印を上向きに
することで、正しい展開位置の確認が可能

独自のガイドビーズとナイロンコード

バッグの再開閉を可能にし
バッグを切ることなく追加の組織回収を実現

組織回収後はコードを牽引することで
腹腔内からバッグ回収が可能

高い閉鎖性

汚染リスクを低減しながら組織回収をサポート

Inzii 12/15mm



Inzii 10mm



Inziiユニバーサル*



製品番号	規格	容量	ポートサイズ	入数
CD003	Inzii ユニバーサル リトリールシステム	180mL	5mm*	10本/箱
CD001	Inzii 10mm リトリールシステム	225mL	10mm	10本/箱
CD004	Inzii 12/15mm リトリールシステム	1,600mL	12mm	5本/箱

*Applied MedicalのKii 5mmトロッカーに適しています。

販売名：Inzii・リトリール システム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10380000003

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

NOTES

© 2024 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Appliedメディカルのロゴ、®または™のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE 6階

www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国

www.appliedmedical.com