

Epix™

Laparoscopic Instrumentation

Epix

ユニバーサルクリップアプライヤー

360°回転のローテーションノブ

目的の血管の周囲にジョーを正確に配置

Applied Medical

34cmシャフト

優れた固定力

独自のTiGold™技術で高いクリップ固定力を実現



真のM/Lクリップ

ロープロファイルジョー

術野を確保し、周辺組織を可視化しながら結紮が可能

Kii™ 5mm トロッカーより挿入可能で
真のM/Lクリップの固定力を提供



高性能クリップデリバリーシステム

二段階のデリバリーシステムで
確実かつスムーズなクリッピングを実現

ロック機能

最後のクリップが打針されるとロックがかかり
意図しない組織損傷を回避



クリップ残数を容易に識別

最後の3針になると青色に変わり、残数を明示

エルゴノミックハンドルデザイン

触感的フィードバックにより
クリップ装填からクリッピングまで
最適なコントロールを提供

製品番号	クリップサイズ	クリップ数	ポートサイズ	入数
CA500	M/L	20	5mm*	3本/箱

*Applied MedicalのKii 5mm トロッカーに適しています。

販売名: Epix・ユニバーサル クリップアプライヤー
医療機器製造販売承認番号: 30500BZX00282000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

Epix ユニバーサル クリップアプライヤー Kii アクセスシステム キット

組み合わせて使用することの多いEpix ユニバーサル クリップアプライヤーと
Kii アクセスシステムのセットが様々な症例に対応します。

Kii Fios™ ファーストエントリーアクセスシステム



Zスレッド

アドバンスド
フィクション

Kii オプティカルアクセスシステム



Zスレッド



Epix ユニバーサル クリップアプライヤー Kii Fios ファーストエントリーアクセスシステム キット

製品番号	規格	規格	入数
JK003	Epix ユニバーサル クリップアプライヤー	CA500×1本	1キット/箱
	Kii Fios ファーストエントリー アクセスシステム、5mm×75mm (アドバンスドフィクション)	CFF05×2本	
JK002	Epix ユニバーサル クリップアプライヤー	CA500×1本	1キット/箱
	Kii Fios ファーストエントリー アクセスシステム、5mm×100mm (アドバンスドフィクション)	CFF03×2本	
JK001	Epix ユニバーサル クリップアプライヤー	CA500×1本	1キット/箱
	Kii Fios ファーストエントリー アクセスシステム、5mm×100mm (Zスレッド)	CTF03×2本	

販売名: Epix・ユニバーサル クリップアプライヤー
医療機器製造販売承認番号: 30500BZX00282000
販売名: Kii Fios First Entry アクセスシステム
医療機器製造販売認証番号: 305ACBZX00024000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

Epix ユニバーサル クリップアプライヤー Kii オプティカルアクセスシステム キット

製品番号	規格	規格	入数
JK004	Epix ユニバーサル クリップアプライヤー	CA500×1本	1キット/箱
	Kii オプティカルアクセスシステム 5mm×55mm (Zスレッド)	CTR05×2本	

販売名: Epix・ユニバーサル クリップアプライヤー
医療機器製造販売承認番号: 30500BZX00282000
販売名: Kii オプティカルアクセスシステム
医療機器製造販売認証番号: 305ACBZX00025000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

Epix ラパロスコピック 鉗子類



360°回転のローテーションノブ
指での軽く自在な操作をサポート

回転式モノポーラ電極端子*
コードが作動ハンドルにかかることを防止
*Epix シザーズ、Epix ダイセクターのみ

エルゴノミックハンドル
取り外し可能なソフトリング



Epix グラスパー

組織に優しく接する*latis™*パッド
少ない圧力でトラクションを維持

ロック機能付きのハンドルデザインにより
正確な把持とコントロールを実現



Epix シザーズ

術中も安定した切れ味を提供する高性能ブレード
結合部は凹凸を排し、シースで覆うことで意図しない
熱損傷リスクの低減をサポート



Epix ダイセクター

テーパードの鋸歯状の把持部が組織の牽引をサポート
メリーランド型のジョーが組織の把持、牽引、焼灼操作を向上

製品番号	製品名	サイズ	入数
C4130†	Epix グラスパー	5mm x 35cm	10本/箱
C4140†	Epix グラスパー	5mm x 45cm	10本/箱
CB030	Epix シザーズ	5mm x 35cm	10本/箱
CB040	Epix シザーズ	5mm x 45cm	10本/箱
CY010	Epix ダイセクター	5mm x 35cm	10本/箱

販売名: Epix・グラスパー†
医療機器製造販売認証番号: 306ACBZX00011000

販売名: Epix・モノポーラインストゥルメント
医療機器製造販売認証番号: 305ACBZX00029000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

Epix

吸煙機能付きエレクトロサージカルプローブ

排煙ボタン

ボタンを押し排煙、気腹のロスを最小限に抑制

360°回転のローテーションノブ

指での軽く自在な操作をサポート

スライディングシース

プローブ挿入時、シースを前進させ電極先端と
トロッカーシール部を保護

シースを後退させ電極先端を露出

プローブチップ

剥離に合わせて選べる2種類の
先端形状
モノポーラエネルギーを的確に供給

シャフト

アングルとストレートのバリエーションで
狭いワーキングスペースへのアクセスと
視認性を向上

製品番号	規格	サイズ	入数
CW001	スパチュラ アングルタイプ*	5mm x 42cm	1本/箱
CW002	Lフック アングルタイプ*	5mm x 42cm	1本/箱

* Applied MedicalのGelPOINT™ スリーブ、またはKii™ 12mm×60-100mm、
15mm×100-150mmトロッカーに適しています。

製品番号	規格	サイズ	入数
CW004	スパチュラ ストレートタイプ†	5mm x 42cm	1本/箱
CW005	Lフック ストレートタイプ†	5mm x 42cm	1本/箱

† Applied MedicalのGelPOINTスリーブ、またはKii 5mmトロッカーに適しています。
Kii以外のトロッカーを使用する場合、より大きいポートサイズが必要です。

販売名: Epix・吸煙機能付きプローブ
医療機器製造販売認証番号: 306ACBZX00019000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

Epix

サクションイリゲーションシステム



ディスポーザブルプローブ

柔らかくしなやかなチューブ

巻き付きや潰れを軽減
DEHPフリー
ノンラテックス素材



識別しやすい2色のボタン

ソフトスプリングを採用した
操作しやすいボタン

青色ボタンを押すことで注水
赤色ボタンを押すことで吸引・排煙
回転させることで吸引量の調節が可能

透明でエルゴノミックなハンドピース

エルゴノミックなデザインで透明なハンドピースは
中が良く見え、快適な操作をサポート

製品番号	規格	サイズ	入数
C6001	プローブ&バルブ、デュアルチューブ付き	5mm x 33cm	12本/箱

販売名: Epix・ディスポーザブル サクションイリゲーションプローベ
医療機器製造販売届出番号: 13B1X10380000004

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2024 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Appliedメディカルのロゴ、®または™のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE 6階

www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国

www.appliedmedical.com