



Voyant メリーランドフュージョン
シングルステップ

Voyant メリーランドフュージョン

Voyant 5mmフュージョン

Voyant オープンフュージョン

Voyant ファインフュージョン

製品番号	<ul style="list-style-type: none"> EB212 EB213 EB214 	<ul style="list-style-type: none"> EB215 EB216 EB217 	<ul style="list-style-type: none"> EB210 EB211 	<ul style="list-style-type: none"> EB240 	<ul style="list-style-type: none"> EB230
シャフトまたはデバイス長	<ul style="list-style-type: none"> 37cm 44cm 23cm 	<ul style="list-style-type: none"> 37cm 44cm 23cm 	<ul style="list-style-type: none"> 37cm 44cm 	<ul style="list-style-type: none"> 20cm 	<ul style="list-style-type: none"> 19.3cm(デバイス長)
適応手術	<ul style="list-style-type: none"> 鏡視下手術 開腹開胸手術 	<ul style="list-style-type: none"> 鏡視下手術 開腹開胸手術 	<ul style="list-style-type: none"> 鏡視下手術 開腹開胸手術 	<ul style="list-style-type: none"> 開腹開胸手術 	<ul style="list-style-type: none"> 開腹開胸手術 頭頸部
ハンドルデザイン	ピストルグリップ	ピストルグリップ	ピストルグリップ	ピストルグリップ	シザーグリップ
ハンドルの特徴	スプリング式シングルステップ	スプリング式ラチェットハンドル	スプリング式ラチェットハンドル	スプリング式ラチェットハンドル	シングルステップ
アゴ形状	カーブ型先細チップ	カーブ型先細チップ	ストレート型ブラントチップ	カーブ型ブラントチップ	カーブ型先細チップ
アゴタイプ	片開き	片開き	片開き	両開き	両開き
最大適用血管径	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm
適合トロッカーサイズ	5mm以上	5mm以上	5mm以上	N/A	N/A
シャフトの回転	360°	360°	360°	180°	N/A
シール長	20mm	20mm	20mm	40mm	17mm
カット長	18mm	18mm	18mm	38mm	15mm
販売単位	6本/箱	6本/箱	6本/箱	6本/箱	6本/箱
接続可能なジェネレーター	EA020	EA020	EA020	EA020	EA020
Intelligence搭載	デバイスキー(プラグ)	デバイスキー(プラグ)	デバイスキー(プラグ)	デバイスキー(プラグ)	デバイスキー(プラグ)
平均シール時間 ^a	1.3秒 ^d	1.3秒	1.4秒	1.5秒	1.2秒
平均的な横方向の熱拡散 ^b	1.1mm ^d	1.1mm	1.1mm	1.3mm	1.1mm
平均破裂圧 ^a	360mmHg以上 ^d	360mmHg以上	360mmHg以上	360mmHg以上	360mmHg以上

a 2020年4月からの社内試験報告書に基づく。豚の生体外組織を用いた実験室内での実施。

b 2020年4月よりH&E組織学的解析に基づく。豚の生体内組織を用いて実施した試験。

c 出典臨床医のフィードバックと調査結果に基づく。

d Voyant メリーランドフュージョンを用いて実施した試験結果に基づく。

© 2023 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Applied Medicalのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で次の国で登録されています。オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

販売名: Voyant エナジーシステム

医療機器製造販売承認番号: 30500BZX00133000

★単回使用(各ハンドピース)

★添付文書、取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE 6階

www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカルリソーサズ社 アメリカ合衆国

www.appliedmedical.com